

Tecnología de Asistencia Móvil Avanzada para el Reconocimiento de Ambientes

## MANUAL DE USUARIO



## Paso 1: Encendido y Apagado de TAMARA.

Para encender TAMARA, presiona el botón de encendido y para apagar TAMARA mantén presionado el mismo botón por 3 segundos



## Paso 2: Conexiones inalámbricas.

En tu teléfono, pide a Siri o Google que emparejen un nuevo dispositivo llamado TAMARA. Espera mientras se descargan las actualizaciones y entra en modo Wi-Fi cuando esté conectado desde tu celular.



## Paso 3: Personalización

Recuerda que TAMARA está diseñado para adaptarse a tus necesidades y preferencias individuales.

Si en algún momento deseas cambiar la forma en que TAMARA se expresa contigo, puedes hacerlo explicandose lo. Estamos comprometidos en proporcionarte una experiencia personalizada y satisfactoria con TAMARA. ¡Disfrútalo!